
 Centre Hospitalier Martigues	Service : PUI
	<b>PUI/ PRE/URCP0X</b>
<b>CONDUITE À TENIR EN CAS DE BRIS DE FLACON DE CHIMIOThERAPIE ANTICANCEREUSE</b>	
Date de diffusion : 08/2009 Version : 1 Nombre de page : 3	Rédigée par : C.COUNIOUX <b>Visa</b> Vérifiée par : B.COUREAU <b>Visa</b> Approuvée par : T. BEROD <b>Visa</b>

<b>DESTINATAIRES</b>			
NOM	FONCTION	DATE	SIGNATURE

**Diffusion contrôlée**

 <b>Centre Hospitalier Martigues</b>	<b>Service : PUI</b>	
	<b>PUI/ PRE/URCP0X</b>	
<b>CONDUITE À TENIR EN CAS DE BRIS DE FLACON DE CHIMIOThERAPIE ANTICANCEREUSE</b>		
<b>Date de diffusion : 08/2009</b> <b>Version : 1</b> <b>Nombre de page : 3</b>	<b>Rédigée par : C.COUNIOUX</b> <b>Vérifiée par : B.COUREAU</b> <b>Approuvée par : T. BEROD</b>	<b>Visa</b> <b>Visa</b> <b>Visa</b>

### **1. Objet :**

Cette procédure décrit la conduite à tenir en cas de bris de flacon de chimiothérapie anticancéreuse.

### **2. Domaine d'application :**

Toute personne amenée à manipuler un flacon de cytotoxique

- Pharmaciens
- Internes en pharmacie
- Préparateurs

### **3. Glossaire :**

**URC** : Unité de Reconstitution des Chimiothérapies

### **4. Références :**

Sans objet

### **5. Contenu :**

Il existe deux kits de « nettoyage d'une zone contaminée » situés dans le premier tiroir en dessous de la paillasse servant à l'étiquetage des poches de chimiothérapie une fois reconstituées.

Ce Kit est constitué :

- de chiffonnettes papiers absorbantes jetables
- d'un masque jetable avec visière
- d'une blouse en tissu
- d'un sac jaune pour déchets à risques infectieux
- d'une paire de gants jetables
- une paire de lunettes

- En cas de projection sur les vêtements :
  - Demander si besoin, de l'aide à une personne habilitée à rentrer dans le service, notamment pour récupérer un bac jaune (collecteur d'aiguilles) un sac de récupération des déchets à risque et assimilés.
  - Retirer immédiatement les vêtements de travail (blouse et pantalon) et les placer dans un sac jaune pour déchets à risques infectieux et assimilés.
  - Enfiler la blouse présente dans le kit, une double paire de gant, des surchaussures, une charlotte, un masque avec visière et des lunettes de protection.
  
- Nettoyage de la zone contaminée :
  - prendre dans le kit « Nettoyage de la zone contaminée », les chiffonnettes papier absorbantes.
  - Pour les **liquides** : absorber le liquide avec les « chiffonnette » en ramenant le liquide de l'extérieur vers l'intérieur.
  - Pour les **solides** : ramasser la poudre avec les « chiffonnettes » humidifiées d'eau en ramenant la poudre de l'extérieur vers le centre.
  - Changer de chiffonnette autant de fois que nécessaire.
  - Ne pas frotter, ni broser.
  - Renouveler l'opération une seconde fois.
  - Laver la zone contaminée 3 fois avec de l'eau.
  - Ne pas utiliser d'eau de Javel qui pourrait entraîner la formation de dérivés toxiques.
  
- Elimination des déchets :  
 Placer les chiffonnettes et les débris de flacon dans un collecteur jaune pour produits piquants ou tranchants ; les gants, les surchaussures, la charlotte et le masque dans un sac jaune DASRI. La blouse en tissu sera jetée dans un sac jaune pour déchets à risques infectieux et assimilés.

#### **6. gestion documentaire :**

Ce document est destiné à être diffusé de façon contrôlée auprès des destinataires listés dans le tableau intitulé DESTINATAIRES de ce présent document. Il est rangé dans le classeur procédure des chimiothérapies.

<b>Historique</b>	<b>Motif de la modification</b>	<b>Date de diffusion</b>
<b>version 1</b>	Procédure initiale	08/2009