

## Flacons non dilués



Durée totale du transport : 48h max. entre +2 et +8°C

- **En position verticale**

- **Sécuriser** le transport : **caler** les flacons en position verticale (papier bulles, polystyrène, etc.)
- **Si le flacon se renverse**, le risque est minime et le flacon reste utilisable. **Replacer le flacon en position verticale.**

- **Limiter l'agitation** des flacons

- **Conservation**

- **30 jours max.** entre +2 et +8°C (à partir de la date de sortie du congélateur de la PUI pivot)
- **2h max.** à température ambiante

Dates et heures d'expiration à inscrire sur les **flacons**

## Seringues et flacons dilués



Durée totale du transport : 6h max. entre +2 et +30°C

- **Caler** les seringues et les flacons pendant le transport
- S'assurer que les flacons restent en **position verticale**
- **Limiter l'agitation** des seringues et des flacons
- **Conservation 6h max.** entre +2 et +30°C

Date et heure d'expiration à inscrire sur les **seringues** et les **flacons**